



## ClarUs - TRASDUTTORI

SONDE CONVEX		Parametri				Applicazioni										
Foto	CODICE / Modello	Elementi Cristalli	Range Frequenze MHz	Raggio Curv. mm	Campo di Vista gradi mm	Abdomen	OB.-Gyn.	Vascular	Small Parts	MSK/Neurol.	Pediatry	Cardiology	Transrectal	Transvaginal	Vascular Access	Interventional
	C5-2R60NI-5	128 Elementi	2.0 - 5.0 MHz	65 mm	59°	■	■	■			■					
	C7-3R50NI-5	128 Elementi	3.0 - 7.0 MHz	50 mm	70°	■	■	■			■					


\* I nostri prodotti sono in costante sviluppo. Il loro design e le specifiche sono indicativi e possono cambiare in qualsiasi momento.

SONDE LINEARI		Parametri				Applicazioni										
Foto	CODICE/ Modello	Elementi Cristalli	Range Frequenze MHz	Raggio Curv. mm	Campo di Vista gradi mm	Abdomen	OB.-Gyn.	Vascular	Small Parts	MSK/Neurol.	Pediatry	Cardiology	Transrectal	Transvaginal	Vascular Access	Interventional
	L15-6L25N-4	128 Elementi	6.0 - 15.0 MHz	-	25 mm			■	■	■	■				■	
	L12-5L40N-4	128 Elementi	5.0 - 12.0 MHz	-	39 mm			■	■						■	



 Endocavitaria Micro Convex	MCV9-5R10N-3	128 Elementi	5.0 - 9.0 MHz	10 mm	160°										
--	--------------	-----------------	------------------	-------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

*\* I nostri prodotti sono in costante sviluppo. Il loro design e le specifiche sono indicativi e possono cambiare in qualsiasi momento.*


**TELEMED Medical Systems**

Via E. Villoresi, 24  
 20143 Milano - Italy

Phone: +39 02 36594100

Mobile: +39 348 3190513

Email: [info@telemedultrasound.com](mailto:info@telemedultrasound.com)

Web: [www.telemedultrasound.com](http://www.telemedultrasound.com)

Manufactured by:

**TELEMED Ltd**

Highway Business Center

Savanorių pr. 178A

Vilnius LT-03154,

Lithuania

Email: [info@telemed.lt](mailto:info@telemed.lt)

Web: [www.pcultrasound.com](http://www.pcultrasound.com)